

KLAUZULA O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

OSTRZEŻENIA I UWAGI

Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie. Trzymać z dala od płynów lub źródeł ciepła. Otwory wentylacyjne powinny być wolne od kurzu i zanieczyszczeń.

Nie wykręcać śrub ani nie podejmować prób demontażu.

Nie używać urządzenia w sposób ciągły przez dłużej niż godzinę. Przed kolejnym użyciem urządzenia odczekać 30 minut.

Odpiąć ładowarkę od akumulatora urządzenia po jego naładowaniu lub przed użyciem urządzenia.

Urządzenie przeznaczone tylko dla osób dorosłych. Nie stosować w przypadku obrażeń. Przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

NIEBEZPIECZEŃSTWO ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, POŻARU LUB OBRAŻEŃ CIAŁA, TEN PRODUKT MUSI BYĆ UŻYWANY ZGODNIE Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI

Urządzenie przeznaczone tylko dla osób dorosłych.

Stosować tylko na suchą i czystą powierzchnię ciała, przez ubranie, lekko naciskając i przesuwając pistolet po ciele przez około 60 sekund w każdym obszarze.

Hypervolt może być stosowany według potrzeby tylko na tkankach miękkich, ale nie może to powodować bólu ani dyskomfortu. Nie używać urządzenia na głowie ani na żadnej innej, twardej lub kościstej części ciała.

Stosować tylko takie aplikatory, które zapewniają najlepszy efekt.

Zasinienie może pojawić się niezależnie od ustawień urządzenia i zastosowanego nacisku. Należy często sprawdzać leczone obszary i natychmiast przerwać masaż przy pierwszych oznakach pojawienia się bólu lub dyskomfortu.

Trzymać palce, włosy i inne części ciała z dala od trzonu i tylnej części aplikatora, gdyż może to spowodować uszczyknięcie.

Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych pistoletu do masażu.

Nie zanurzać w wodzie i nie dopuścić do przedostania się wody do otworów wentylacyjnych pistoletu.

Nie dopuszczać do upadku urządzenia ani jego niewłaściwego stosowania.

Ładować tylko za pomocą dostarczonej do pistoletu ładowarki 26 VDC.

Dokładnie sprawdzać urządzenie i akumulator przed każdym użyciem.

Nie modyfikować ani nie zmieniać w żaden sposób pistoletu do masażu.

Nie zostawiać nigdy działającego albo ładującego się pistoletu bez nadzoru.

PISTOLET DO MASAŻU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

NIE NALEŻY UŻYWAĆ PISTOLETU DO MASAŻU ANI ŻADNEGO INNEGO URZĄDZENIA WIBRACYJNEGO BEZ WCZESNIEJSZEJ ZGODY LEKARZA, JEŻELI WYSTĘPUJE KTÓRYKOLWIEK Z PONIŻSZYCH PRZYPADKÓW.

Ciąża. Cukrzyca z powikłaniami takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki, zużycie rozruszników serca, padaczka pooperacyjna lub migreny po niedawnym zabiegu chirurgicznym. Przepuklina krążka międzykręgowego, spondylolista, spondyloliza lub spondyloza, niedawno wstawiane protezy stawów lub wkładki wewnątrzmaciczne, metalowe pręty albo blaszki lub jakiegokolwiek obawy dotyczące zdrowia psychicznego. Osobom słabszym i dzieciom podczas korzystania z jakiegokolwiek urządzenia wibracyjnego powinna towarzyszyć osoba dorosła. Te przeciwwskazania nie oznaczają, że nie można używać urządzenia wibracyjnego lub przyrządu do ćwiczeń, ale radzimy najpierw skonsultować się z lekarzem.

Prowadzone są badania nad wpływem ćwiczeń wibracyjnych na określone schorzenia. Prawdopodobnie spowoduje to skrócenie listy powyższych przeciwwskazań. Praktyczne doświadczenie pokazuje, że włączenie ćwiczeń wibracyjnych do planu leczenia jest zalecane w wielu przypadkach. Należy to zrobić według porady i pod nadzorem lekarza, specjalisty lub fizjoterapeuty.

GWARANCJA

JEŻELI W CIĄGU ROKU OD DATY ZAKUPU PRODUKT PRZESTANIE DZIAŁAĆ PRAWIDŁOWO Z POWODU **WAD MATERIAŁOWYCH** LUB WYKONAWCZYCH, DOKONAMY BEZPŁATNIE JEGO WYMIANY, NAPRAWY LUB WYMIANY NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW.

NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- szkód powstałych na skutek wypadku, nadmiernego użytkowania, nieprawidłowej obsługi lub transportu
- urządzeń poddanych nieautoryzowanej naprawie
- urządzeń używanych niezgodnie z instrukcjami
- szkód przekraczających koszty produkcji
- pogorszenia działania urządzenia na skutek nieodpowiednich warunków przechowywania i/lub zabezpieczenia w siedzibie klienta oraz
- niedostarczenie opatrzonego datą dowodu zakupu

Niektóre stany lub kraje nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności za szkody, więc powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć użytkownika.

Ta gwarancja przyznaje określone uprawnienia, a inne przysługujące mogą się różnić w zależności od kraju i stanu. Niniejszy serwis gwarancyjny jest dostępny w ramach zasad operacyjnych i u międzynarodowych dystrybutorów.

SPECYFIKACJA

- 1 Mocny, bezszczotkowy silnik o dużym momencie obrotowym z technologią cichego poślizgu (Quiet-Glide™ Technology)
- 2 Przycisk zwalnający wymiwalny akumulator
- 3 Akumulator litowo-jonowy (ponad 2 godziny na jednym ładowaniu)
- 4 Ustawienia różnych prędkości dla optymalnego nacisku
- 5 Bezprzewodowy i lekki (2,5 funta)
- Zawiera ładowarkę sieciową
- 6 Przełącznik zasilania ON / OFF

7 Wymienne aplikatory (x8)



Częstotliwość wibracji:

Poziom 1- 30Hz, Poziom 2- 40Hz, Poziom 3-53Hz

Waga:

2,5 funta/ 1,1kg

Zasilanie:

110-240V 50/60 Hz-5A-26VDC-1A



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem akumulator powinien być ładowany do 6 godzin albo w urządzeniu albo poza nim.

Aby naładować akumulator, należy podpiąć końcówkę DC od dostarczonego adaptera 24V do portu ładowania akumulatora i podłączyć wtyczkę AC kabla do gniazdka ściennego.

Pasek LED w lampkach akumulatora pulsuje pokazując poziom naładowania akumulatora i sygnalizując aktywne ładowanie.

Przy podłączonym akumulatorze diody LED na urządzeniu migają pokazując poziom naładowania akumulatora i sygnalizując aktywne ładowanie. Pełne naładowanie jest sygnalizowane wówczas, gdy wszystkie diody LED przestają migać i pozostają w pełni podświetlone.

Akumulator można ponownie ładować w dowolnym czasie i przy dowolnym poziomie naładowania.

Nie zaleca się całkowitego rozładowania akumulatora aż do poziomu czerwonej diody LED.

Średni czas pracy to ponad 2 godziny w zależności od prędkości i poziomu nacisku zastosowanego podczas użytkowania urządzenia.

DZIAŁANIE

Wyrównaj i umieść akumulator w podstawie urządzenia-upewnij się, że jest on bezpiecznie zablokowany na swoim miejscu. Uruchom urządzenie przesuwając przełącznik zasilania na dole akumulatora w pozycję ON. Wyłącz urządzenie przestawiając przełącznik zasilania w pozycję OFF.

Gdy przełącznik zasilania jest w pozycji ON, naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby włączyć urządzenie na poziomie pierwszym, dwa razy, aby włączyć urządzenie na poziomie drugim i trzy razy, aby ustawić poziom trzeci. Ponowne naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wyłączenie urządzenia. Niebieskie diody LED wskażą odpowiedni poziom mocy.

Przy wyłączonym urządzeniu włóż aplikator do końca wciskając go. Pociągnij aplikator, żeby go wyjąć. Masuj wybraną część ciała z pożądaną prędkością stosując odpowiedni nacisk.

Aby wyjąć akumulator, delikatnie naciśnij kciukiem przycisk zwalniania akumulatora. Mocno pociągnij akumulator w dół, a drugą ręką go przytrzymaj.

KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Do czyszczenia urządzenia używaj lekko wilgotnego ręcznika i osusz go miękką szmatką. Na czas podróży lub przechowywania należy wyjąć akumulator i umieścić w dostarczonym pudełku kartonowym.

Producent: Yong Kang Jiesen Industry And Trade CO., LTD.

No. 18, Houshanyan, Huachuan village, Chengxi New District, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province.

Dystrybutor: Medsport-Innovations, os. Tysiąclecia 23/7, 61-255 Poznań, Poland

TEL. +48 608 148 416, www.medsport-polska.pl

a.baganc@medsport-polska.pl